

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acss2 Pour Wb, Elisa - Q9Nr19

Numéro d'article: CM0002631

Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé dirigé contre l'ACSS2 (acétyl-CoA synthétase 2) humaine pour les applications WB et ELISA. Détecte l'ACSS2 de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation métabolique, de l'autophagie et de l'épigénétique du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSS2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	ACS; ACSA; ACAS2; ACECS; AceCS1; dj1161H23.1; ACSS2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	55902
Identifiant de gène	55902
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'ACSS2 humaine (Q9NR19).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NR19
Poids protéique	79kDa
Expédition	Sac isothermique