

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acss3 Pour Wb Et Elisa - Q9H6R3

Numéro d'article: CM0015650

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACSS3 humain (membre 3 de la famille des acyl-CoA synthétases à chaîne courte, mitochondrial), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACSS3 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	ACSS3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	79611
GeneID	79611
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-280 de l'ACSS3 humain (NP_078836.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H6R3
Poids moléculaire	75 kDa
Expédition	Sac de glace