


Anticorps Polyclonal Contre La Protéine Anti-Activatrice 2 (Ap-2/Tfap2A) Pour Wb, Elisa - P05549

Numéro d'article: CM0016861



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le facteur de transcription humain AP-2-alpha (TFAP2A). Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche en biologie du développement et sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin contre la protéine activatrice 2 (AP-2/TFAP2A)
Remarques / Alias	AP-2; BOFS; AP2TF; TFAP2; AP-2alpha; Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A)
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7020
GenelD	7020
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-200 de la protéine activatrice 2 (AP-2/TFAP2A) humaine (NP_003211.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P05549
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace