


Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-3 Active Pour Wb, Elisa - P42574

Numéro d'article: CM0002467



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Caspase-3 active (CPP32, SCA-1). Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains. Idéal pour la recherche sur l'apoptose. Réagit chez l'homme. Poids moléculaire 32 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caspase-3 active mAb de lapin
Remarques/Alias	CPP32 ; SCA-1 ; CPP32B ; Caspase-3 active
Espèce	Humain
GeneID (humain)	836
GeneID	836
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de CASP3 humaine (P42574).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P42574
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace