


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Actl6A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 096019

Numéro d'article: CM0026610



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ACTL6A (BAF53A), validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée humaine, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTL6A Lapin pAb
Remarques/Alias	Arp4; ACTL6; BAF53A; INO80K; SMARCN1; ARPN-BETA; ACTL6A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	86
ID de gène	86
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-120 de l'ACTL6A humaine (NP_004292.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	096019
Poids moléculaire	47kDa
Expédition	Sac de glace