

Anticorps Polyclonal Anti-Actl6B (Baf53B) Pour Wb/Ihc/If/Elisa - 094805

Numéro d'article: CM0025789

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ACTL6B humain (BAF53B), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Convient pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACTL6B Lapin pAb
Remarques/Alias	ACTL6; DEE76; BAF53B; EIEE76; IDDSSAD; SMARCN2; arpNaIpha; ACTL6B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51412
ID de Gène	51412
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ACTL6B humain (NP_057272.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	094805
Poids Protéique	47kDa
Expédition	Sac de glace