


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Actn1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12814

Numéro d'article: CM0017109



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'alpha-actinine-1 humaine (ACTN1). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études sur le cytosquelette, l'adhésion cellulaire et l'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ACTN1
Remarques/Alias	BDPLT15; ACTN1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	87
GeneID	87
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-330 de l'ACTN1 humaine (NP_001123477.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P12814
Poids de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace