


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Actn2 Pour Wb, If-P, Elisa - P35609

Numéro d'article: CM0005516



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ACTN2 validé pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la structure du sarcomère et les maladies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTN2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	MPD6, CMH23, CMYP8, CMD1AA, MYOCYZ, ACTN2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	88
ID du gène	88
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ACTN2 humain (P35609)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35609
Poids moléculaire de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace