


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Actn2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35609

Numéro d'article: CM0028076



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ACTN2 humaine (alpha-actinine-2). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en biologie musculaire et sur les cardiomyopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MPD6; CMH23; CMYP8; CMD1AA; MYOC0Z; ACTN2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	88
GeneID	88
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de l'ACTN2 humaine (NP_001094.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35609
Poids de la protéine	104 kDa
Expédition	Sac de glace