

Anticorps Polyclonal Anti-Actn3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q08043

Numéro d'article: CM0018607



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACTN3 de haute qualité pour Western blot, IHC-P et ELISA. Détecte l'alpha-actinine-3 chez l'humain, la souris, le rat ; explore le réticulation de l'actine des fibres musculaires squelettiques rapides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACTN3D; ACTN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89
GeneID	89
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 580-630 de l'ACTN3 humaine (NP_001095.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08043
Poids moléculaire	103kDa
Expédition	Sac de glace