

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Actr10 Pour Wb Et Elisa - Q9Nz32

Numéro d'article: CM0017020



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ACTR10 humain (Arp11) pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur la dynéine/dynactine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTR10 Lapin pAb
Remarques/Alias	Arp10; Arp11; ACTR11; HARP11; ACTR10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55860
GeneID	55860
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 218-417 de l'ACTR10 humain (NP_060947.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZ32
Poids moléculaire	46kDa
Expédition	Sac de glace