

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Actr1A Pour Wb, Elisa - P61163

Numéro d'article: CM0030579



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACTR1A optimisé pour WB et ELISA. Validé sur Humain, Souris, Rat. Cible l'alpha-centractine, un composant du complexe dynactine qui active le transport moteur de la dynéine le long des microtubules. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTR1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARP1; Arp1A; CTRN1; ACTR1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10121
GeneID	10121
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 187-376 de l'ACTR1A humain (NP_005727.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61163
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace