

Anticorps Polyclonal Anti-Actrt3 Pour Wb, Elisa - Q9Byd9

Numéro d'article: CM0016980

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACTRT3 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat, détecte une bande de 41 kDa. Pour la recherche sur les protéines du cytosquelette et nucléaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACTRT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARPM1, ARP-T3, ACTRT3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84517
ID du gène	84517
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'ACTRT3 humain (NP_115876.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYD9
Poids moléculaire de la protéine	41kDa
Expédition	Sac de glace