


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acvr1 (Pab) Pour Wb, Elisa - Q04771

Numéro d'article: CM0026869



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACVR1 humain (récepteur de l'activine de type-1, ALK2) pour western blot (WB) et ELISA. Immunogène : protéine recombinante (aa 20-125). Détecte l'ACVR1 humain et murin. Idéal pour la recherche sur la signalisation BMP et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACVR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FOP ; ALK2 ; SKR1 ; TSRI ; ACTRI ; ACVR1A ; ACVRLK2 ; ACVR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	90
GeneID	90
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-125 de l'ACVR1 humain (NP_001096.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q04771
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace