

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Acvr1B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36896

Numéro d'article: CM0006892



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'ACVR1B humain (Récepteur de l'activine de type 1B, ALK4). Validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la voie de signalisation de l'activine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ACVR1B mAc Lapin
Remarques/Alias	ALK4; SKR2; ACTR1B; ACVRLK4; ACVR1B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	91
GeneID	91
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ACVR1B humain (P36896).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36896
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace