

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acvr1B Pour Wb, Elisa - P36896

Numéro d'article: CM0028931



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ACVR1B humaine (ALK4). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour la recherche sur la signalisation de l'activine et la superfamille du TGF- β .

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACVR1B Lapin pAb
Remarques/Alias	ALK4; SKR2; ACTRIB; ACVRLK4; ACVR1B
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	91
ID de gène	91
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-126 de l'ACVR1B humaine (NP_004293.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P36896
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace