

Anticorps Polyclonal Anti-Acvr1C Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ner5

Numéro d'article: CM0014528

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ACVR1C (récepteur de l'activine de type 1C/ALK7). Testé en WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de l'humain, de la souris et du rat. Convient pour la recherche sur la signalisation TGF-bêta et la fonction des cellules bêta pancréatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACVR1C Lapin pAb
Remarques/Alias	ALK7; ACVRLK7; ACVR1C
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	130399
ID de gène	130399
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-113 de l'ACVR1C humaine (NP_660302.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NER5
Poids moléculaire	55kDa
Expédition	Sac de glace