

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Acvr2A Pour Wb Et Elisa - P27037

Numéro d'article: CM0012045



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ACVR2A humain, le récepteur de l'activine de type-2A. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour l'étude des voies de signalisation TGF-bêta. - P27037.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin ACVR2A
Remarques/Alias	ACVR2 ; ACTRII ; 2A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	92
GeneID	92
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ACVR2A humain (P27037)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27037
Poids protéique	58 kDa
Expédition	Sac de glace