

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acvr2B Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13705

Numéro d'article: CM0026089



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ACVR2B humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation de l'activine et les applications diagnostiques. Détecte la protéine de 58 kDa.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détail
Nom du produit	pAb de lapin ACVR2B
Remarques/Alias	HTX4 ; ACTRIIB ; ActR-IIB ; ACVR2B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	93
Identifiant du gène	93
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 150 de l'ACVR2B humain (NP_001097.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13705
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace