

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Acvrl1/Alk1 Pour Wb Et Elisa - P37023

Numéro d'article: CM0022703



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ACVRL1 validé pour la WB et l'ELISA. Détecte les protéines humaines, murines et de rat. Immunogène recombinant ciblant le domaine intracellulaire du récepteur ALK1 du TGF-bêta, un régulateur clé de l'angiogenèse. 56 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ACVRL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HHT ; ALK1 ; HHT2 ; ORW2 ; SKR3 ; ALK-1 ; TSR-I ; ACVRLK1 ; ACVRL1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	94
GeneID	94
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 234-503 de l'ACVRL1 humain (NP_001070869.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P37023
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac réfrigérant