

Anticorps Polyclonal Anti-Acy1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q03154

Numéro d'article: CM0025343



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre ACY1, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'ACY1 (aminoacylase-1) humain, souris, rat impliqué dans l'hydrolyse des acides N-acylaminoés. Convient pour la recherche sur les voies de dégradation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ACY1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ACY-1; ACY1D; HEL-S-5; ACY1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	95
GeneID	95
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-408 de l'ACY1 humain (NP_001185824.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03154
Poids moléculaire	46kDa
Expédition	Sac de glace