


Anticorps Polyclonal Anti-Adam10 Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14672

Numéro d'article: CM0029841



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ADAM10 pour Western blot, immunofluorescence/ICC, cytométrie en flux et ELISA. Reconnaît l'ADAM10 humain et de rat, une sheddase clé impliquée dans la neurobiologie, l'inflammation et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM10 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717; ADAM10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	102
GeneID	102
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 214-672 de l'ADAM10 humaine (NP_001101.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O14672
Poids moléculaire	84kDa
Expédition	Sac de glace