

Anticorps Polyclonal Anti-Adam11 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075078

Numéro d'article: CM0015418

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADAM11 humaine (protéine 11 contenant un domaine désintégrine et métalloprotéase), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Destiné aux études en neurosciences sur la fonction synaptique et le développement cérébral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM11 pAb de lapin
Remarques / Alias	MDC ; ADAM11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4185
GeneID	4185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-430 de l'ADAM11 humaine (NP_002381.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075078
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace