

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam12 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43184

Numéro d'article: CM0029174

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADAM12 (Meltrin-alpha), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, réagit avec l'homme, la souris et le rat. Impliqué dans la régénération du muscle squelettique et la fusion cellulaire. Idéal pour la recherche en biologie musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-ADAM12
Remarques / Alias	MCMP, MLTN, CAR10, MLTNA, MCMPLtna, ADAM12-OT1, ADAM12
Espèce	Humain
Identifiant de gène	8038 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 589-738 de l'ADAM12 humain (NP_067673.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43184
Poids de la protéine	100kDa
Expédition	Sachet de glace