

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Adam15 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13444

Numéro d'article: CM0008672

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ADAM15 de haute qualité pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'adhésion cellulaire, la cicatrisation et la métastase cancéreuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM15 Rabbit mAb
Remarques / Alias	MDC15; ADAM15
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8751
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 200-300 de l'ADAM15 humain (Q13444)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13444
Poids de la protéine	55 kDa / 88 kDa / 89 kDa / 90 kDa / 93 kDa
Expédition	Sac de glace