

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam15 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13444

Numéro d'article: CM0029727

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ADAM15 pour les applications WB, IF/ICC et ELISA, réactif avec des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur la cicatrisation des plaies, l'adhésion cellulaire et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MDC15; ADAM15
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	8751
GeneID	8751
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 540-700 de l'ADAM15 humain (NP_003806.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13444
Poids de la protéine	93kDa
Expédition	Sac de glace