

Anticorps Polyclonal Anti-Adam17 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P78536

Numéro d'article: CM0014788



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADAM17 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée vers la souris et le rat. Idéal pour l'étude du clivage du TNF-alpha, de la signalisation Notch et de l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM17 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSVP; TACE; NISBD; ADAM18; CD156B; NISBD1; ADAM17
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6868
GeneID	6868
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-824 de l'ADAM17 humaine (NP_003174.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78536
Poids moléculaire	93kDa
Expédition	Sac de glace