

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam22 Pour Wb, Elisa - Q9P0K1

Numéro d'article: CM0013385



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ADAM22 humain (protéine 22 contenant un domaine désintégrine et métalloprotéinase). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les gliomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM22 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MDC2; DEE61; EIEE61; ADAM 22; ADAM22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	53616
GeneID	53616
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 223-400 de l'ADAM22 humain (NP_004185.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9P0K1
Poids de la protéine	100 kDa
Expédition	Sac de glace