

Anticorps Polyclonal Anti-Adam23 Pour Wb Et Elisa - 075077

Numéro d'article: CM0014826

Introduction

Anticorps polyclonal anti-ADAM23 de lapin validé pour la WB et l'ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la protéine semblable à une métalloprotéase non catalytique impliquée dans l'adhésion cellulaire, fortement exprimée dans le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM23 Rabbit pAb
Remarques/alias	MDC3 ; MDC-3 ; ADAM23
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	8745
ID du gène	8745
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 350 à 500 de l'ADAM23 humain (NP_003803.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	075077
Poids moléculaire de la protéine	92 kDa
Expédition	Pack de glace