

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam28 Pour Wb, Elisa - Q9Ukq2

Numéro d'article: CM0014538

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ADAM28 validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec ADAM28 humain et murin, une métalloprotéinase à domaine désintégrine impliquée dans la migration des lymphocytes et le clivage ectodominal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM28 Rabbit pAb
Remarques/Alias	MDCL ; MDC-L ; eMDCII ; ADAM 28 ; eMDC II ; ADAM28
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10863
GeneID	10863
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 199-440 d'ADAM28 humain (NP_055080.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q9UKQ2
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Pack de glace