


Anticorps Polyclonal Anti-Adam33 Pour Wb, Elisa - Q9Bz11

Numéro d'article: CM0026267



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ADAM33 humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Cible la métalloprotéase impliquée dans l'angiogenèse, la prolifération cellulaire et le clivage des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM33 Lapin pAb
Remarques/Alias	C20orf153 ; DJ964F7.1 ; ADAM33
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80332
GeneID	80332
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-700 de l'ADAM33 humain (NP_001269376.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZ11
Poids moléculaire protéique	88 kDa
Expédition	Sac de glace