

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam5 Pour Wb, Elisa - Q6Nvv9

Numéro d'article: CM0025792

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ADAM5, une métalloprotéase putative non catalytique fortement exprimée dans le testicule, validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADAM5 pAb de Lapin
Remarques/Alias	ADAM5P ; TMDCI ; ADAM5
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	255926
ID du Gène	255926
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250-350 de l'ADAM5 humain (Q6NVV9).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6NVV9
Poids Moléculaire de la Protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace