

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adam8 Pour Wb Et Elisa - P78325

Numéro d'article: CM0016886



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADAM8 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'ADAM8 de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'extravasation des leucocytes, de l'activité des métalloprotéases et des processus inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAM8 Lapin pAb
Remarques/Alias	MS2; CD156; CD156a; ADAM8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	101
ID de gène	101
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-300 de l'ADAM8 humain (NP_001100.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78325
Poids moléculaire	89kDa
Expédition	Sac de glace