

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adam9 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q13443

Numéro d'article: CM0007495

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ADAM9 validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le singe. ADAM9 est une métalloprotéase impliquée dans l'adhésion cellulaire, la migration et l'angiogenèse tumorale. Idéal pour la recherche en cancérologie et biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-ADAM9
Remarques / Alias	MCMP ; MDC9 ; CORD9 ; Mltng ; ADAM9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8754
GeneID	8754
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-210 de l'ADAM9 humain (NP_003807.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Singe
SWISS	Q13443
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sac isotherme