

Anticorps Polyclonal Anti-Adamts1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhi8

Numéro d'article: CM0016628



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADAMTS1 humain (METH1). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Poids moléculaire : 105 kDa. Convient aux recherches sur la matrice extracellulaire et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	ADAMTS1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C3-C5 ; METH1 ; ADAMTS1
Espèce	Homme
GenelD (humain)	9510
GenelD	9510
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 718-967 de l'ADAMTS1 humain (NP_008919.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q9UHI8
Poids de la protéine	105 kDa
Expédition	Sac de glace