

Anticorps Polyclonal Anti-Adamts13 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q76Lx8

Numéro d'article: CM0026274



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADAMTS13 humain (protéase de clivage du vWF). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte l'ADAMTS13 humain, de souris et de rat. Réactif de recherche pour les études sur l'hémostase et les maladies thrombotiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAMTS13 Lapin pAb
Remarques/Alias	VWFCP; C9orf8; vWF-CP; ADAM-TS13; ADAMTS-13; ADAMTS13
Espèce	Humain
ID de gène	11093
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-300 de l'ADAMTS13 humain (NP_620594.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q76LX8
Poids moléculaire	154kDa
Expédition	Sac de glace