

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adamts2 Pour Wb Et Elisa - 095450

Numéro d'article: CM0017949

Introduction

Anticorps polyclonal de haute qualité de lapin anti-ADAMTS2 pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'ADAMTS2 humain et de rat, une N-protéinase du procollagène essentielle à l'assemblage des fibrilles de collagène. Convient à la recherche sur la matrice extracellulaire et les tissus conjonctifs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAMTS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	NPI ; PNPI ; PCINP ; PCPNI ; PCI-NP ; PC I-NP ; ADAM-TS2 ; ADAMTS-2 ; ADAMTS-3 ; EDSDERMS ; ADAMTS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9509
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1029-1213 de l'ADAMTS2 humain (095450)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	095450
Poids de la protéine	135 kDa
Expédition	Avec poche de glace