


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adamts4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O75173

Numéro d'article: CM0024311



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ADAMTS4 humaine (aggrecanase-1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'arthrite, la dégradation du cartilage et la maladie d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | ADAMTS4 Lapin pAb                                                                                                                |
| Remarques/Alias     | ADMP-1; ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADAMTS4                                                                                              |
| Espèce              | Humain                                                                                                                           |
| ID de gène (Humain) | 9507                                                                                                                             |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 74-318 de l'ADAMTS4 humaine (NP_005090.3) |
| Source              | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS               | O75173                                                                                                                           |
| Poids moléculaire   | 90kDa                                                                                                                            |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                     |