


Anticorps Polyclonal Anti-Adamts5 Pour Wb, Elisa - Q9Una0

Numéro d'article: CM0024878



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADAMTS5 humain (aggrécanase-2) pour des applications en Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît l'ADAMTS5 humain, murin et de rat, avec un poids moléculaire d'environ 101 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAMTS5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ADAMTS5 ; ADAM-TS 11 ; ADAM-TS 5 ; ADAM-TS5 ; ADAMTS-11 ; ADAMTS-5 ; ADAMTS11 ; ADMP-2 ; ADAM-TS11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11096
GeneID	11096
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 601-700 de l'ADAMTS5 humain (NP_008969.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UNA0
Poids de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac de glace