


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Adamts5 Pour Wb Et Elisa - Q9Una0

Numéro d'article: CM0005631



Introduction

Cet anticorps monoclonal recombinant de lapin cible l'ADAMTS5 humain (aggrecanase-2) avec une réactivité croisée vers la souris, validé pour WB et ELISA. Idéal pour les études sur la dégradation de la matrice extracellulaire, le remodelage tissulaire et la fonction des protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADAMTS5 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ADMP-2; ADAM-TS5; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADAM-TS 5; ADAMTS-11; ADAM-TS 11; ADAMTS5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11096
GeneID	11096
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 601-700 de l'ADAMTS5 humain (NP_008969.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UNA0
Poids Protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace