

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adamts7 Pour Wb Et Elisa - Q9Ukp4

Numéro d'article: CM0019040

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ADAMTS7 humaine, validé pour le WB et l'ELISA. Adapté à l'étude de la fonction des métalloprotéases dans le remodelage de la matrice extracellulaire et les pathologies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAMTS7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ADAM-TS7; ADAMTS-7; ADAM-TS 7; ADAMTS7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11173
GeneID	11173
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1600 et 1686 de l'ADAMTS7 humaine (NP_055087.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UKP4
Poids de la protéine	184 kDa
Expédition	Sac de glace