

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adamtsl1 Pour Wb Et Elisa - Q8N6G6

Numéro d'article: CM0028517

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ADAMTSL1 humain, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène protéique recombinant. Pour les études du muscle squelettique et de la matrice extracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ADAMTSL1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	C9orf94 ; PUNCTIN ; ADAMTSR1 ; ADAMTSL-1 ; ADAMTSL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	92949
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1483-1762 de l'ADAMTSL1 humain (NP_001035362.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N6G6
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace