


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Adar1 Pour Wb, Elisa - P55265

Numéro d'article: CM0002402



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ADAR1 de haute qualité validé pour les applications Western blot et ELISA. Spécifique de l'ADAR1 humaine (P55265), une adénosine désaminase spécifique de l'ARN bicaténaire de 136 kDa impliquée dans l'édition ARN A-vers-I.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADAR1 Lapin mAb
Remarques/Alias	DSH; AGS6; G1P1; IFI4; P136; ADAR1; DRADA; DSRAD; IFI-4; K88DSRBP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	103
GeneID	103
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 de l'ADAR1 humaine (P55265).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P55265
Poids moléculaire	136kDa
Expédition	Sac de glace