


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adcy10/Sac Pour Wb Et Elisa - Q96Pn6

Numéro d'article: CM0019090



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ADCY10 humain (adénylyl cyclase soluble), validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec les échantillons humains et murins ; idéal pour les études sur la signalisation de l'AMPC et la fertilité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADCY10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SAC ; HCA2 ; SACI ; Sacy ; hsAC ; HEL-S-7a ; ADCY10
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	55811
GeneID	55811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 290 de l'ADCY10 humain (NP_060887.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q96PN6
Poids moléculaire	187 kDa
Expédition	Poche de glace