

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adcy2 Pour Wb, Elisa - Q08462

Numéro d'article: CM0029924

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADCY2 humaine, validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la signalisation par l'AMPC, des voies GPCR et de l'expression dans les tissus surrénaliens et cérébraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADCY2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	AC2; HBAC2; ADCY2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	108
Identifiant du gène	108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 430-600 de l'ADCY2 humaine (NP_065433.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q08462
Poids de la protéine	124 kDa
Expédition	Sac de glace