

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adcyap1R1 (Pac1) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P41586

Numéro d'article: CM0025214



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ADCYAP1R1 humain (PAC1/récepteur PACAP), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des RCPG et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADCYAP1R1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAC1; PAC1R; PACAPR; PACAPRI; ADCYAP1R1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	117
GeneID	117
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-140 de l'ADCYAP1R1 humain (NP_001109.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41586
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace