


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Adénosine Désaminase (Ada) Pour Wb, Elisa - P00813

Numéro d'article: CM0008309



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-adénosine désaminase (ADA) validé pour WB et ELISA, montrant une réactivité croisée avec l'ADA humaine, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des purines, l'immunologie et les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Adénosine Désaminase (ADA) mAb Lapin
Remarques/Alias	ADA1; Adénosine Désaminase (ADA)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	100
GeneID	100
Immunogène	Peptide Synthétique correspondant aux acides aminés 250-350 de l'ADA humaine (NP_000013.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00813
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace