


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Adénosine Désaminase (Ada) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00813

Numéro d'article: CM0013439



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'adénosine désaminase humaine (ADA). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Convient aux recherches sur le métabolisme des purines, l'activation des lymphocytes T et la signalisation de l'adénosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-adénosine désaminase (ADA)
Remarques/Alias	ADA1; Adénosine désaminase (ADA)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	100
ID du gène	100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-363 de l'adénosine désaminase humaine (ADA) (NP_000013.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P00813
Poids moléculaire	41 kDa
Expédition	Sac de glace