


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Adénosylhomocystéinase (Ahcy/Sahh) Pour Wb Et Elisa - P23526

Numéro d'article: CM0011887



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'AHCY (SAHH) humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme à un carbone et les voies de l'homocystéine.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	AHCY Rabbit mAb
Remarques/Alias	SAHH ; adoHcyase ; AHCY
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	191
GeneID	191
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de l'AHcy humain (P23526).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23526
Poids protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace