

Anticorps Monoclonal Anti-Adénylate Kinase 4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27144

Numéro d'article: CM0004223



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Adénylate kinase 4 humaine (AK4), adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour les études sur l'homéostasie des nucléotides mitochondriaux, la signalisation AMPK et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin Adénylate kinase 4
Remarques/Alias	AK3 ; AK 4 ; AK3L1 ; AK3L2 ; Adénylate kinase 4
Espèce	Humain
ID Gène (Humain)	205
ID Gène	205
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'Adénylate kinase 4 humaine (P27144)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	P27144
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace